

F-1330 PFA耐圧容器(蓋別売り)

NEW

PFA Pressure Vessel

PFA®

- 壁面は肉厚構造、最大耐圧0.52MPa (38℃時)
- 各種ネジ蓋と合わせてご利用ください。
- 蓋別売 (蓋の開閉には締付レンチセット (P-256:F-6148-017) や滑り止め用ラバーグリップ (F-1330-011) のご使用を推奨いたします。

F-1330 コードNo.	容量 mℓ	高さ (容器のみ) mm	高さ (蓋含む) mm ※	
-001	750	164.3	185.6	
-002	1000	220.7	242.0	
-003	2000	345.4	366.7	

※ F-1330-008 装着時です。

■ 耐圧容器用ネジ蓋 外径58.2mm

F-1330 コードNo.	高さ mm	ポート	
-004	28.7	無し	
-005	46.2	外径 1/4" チューブ接続用ポート 1 か所	
-006	39.1	メス NPT 1/4" ネジポート 1 か所	
-007	51.8	外径 3/8" チューブ接続用ポート 1 か所	
-008	43.4	外径 1/8" チューブ接続用ポート 2 か所	
-009	46.5	外径 1/4" チューブ接続用ポート 2 か所	
-010	43.8	外径 1/2" チューブ接続用ポート 2 か所	
-011		ラバーグリップ	



F-1030 PTFE分解容器

PTFE resolution vessels

PTFE®


- 電子レンジ等で分解可能です。
- 中栓の中央にボルトが設定されており、使用後に内部が減圧状態になっても取りはずしが容易です。

耐圧:0.1MPa MAX

耐熱:120℃未満

※120℃以上で使用すると変形、リークする場合があります。

F-1030 コードNo.	容量 mℓ	外径×全高 %	
-001	8	40×56H	
-002	15	45×62H	
-003	25	50×68H	
-004	50	60×80H	
-005	100	70×95H	



F-1031 PTFE円筒型容器

PTFE cylindrical vessels

PTFE®

- PTFE円筒型容器 (ベッセル) は、耐薬品性にすぐれております。耐熱連続使用温度は150℃で使用できます。

ステンレス容器に収納して高圧容器として実験装置に利用 (F-1028) できます。

容量 mℓ	容器外径 %	容器内径 %	総高さ %	F-1031 コードNo.	容器	F-1031 コードNo.	蓋付
1,000	110φ	96φ	170H	-001		-007	
2,000	135φ	119φ	200H	-002		-008	
3,000	155φ	139φ	230H	-003		-009	
5,000	176φ	160φ	280H	-004		-010	
10,000	213φ	197φ	370H	-005		-011	
15,000	228φ	212φ	460H	-006		-012	

