

F-1101 PTFE吸引ボトル

PTFE vacuum vessels

PTFE®

■ PTFE吸引ボトルは、オールPTFEでできていますので強酸、アルカリ、ふっ酸等の吸引容器にご使用ください。共通摺合せのロート、プフナロート、円筒ロート、ガラスロート等をボトルの蓋部摺合せに入れてボトルノズルに吸引ホースをさしこみ使用してください。

F-1101 コードNo.	ボトル容量 ml	上部摺合せ寸	
—001	500	15/25	
—002		19/28	
—003	1,000	15/25	
—004		19/28	
—005	2,000	15/25	
—006		19/28	



F-1103 PTFEアスピレーター

PTFE aspirators

PTFE①

■ PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。金属製と異なり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。

F-1103 コードNo.	製品名	上部接続口	枝管外径 ㎜φ	
—001	PTFEアスピレーター	14㎜φ (竹の子)	10	
—002		R¼オスネジ	10	
—003	金属アスピレーター (PTFE弁)	14㎜φ (竹の子)	9	
—004	アスピレーター用ソケット	合成ゴム製	—	



F-1104 PFAふるい、杓柄付

PFA sieves

PFA®

F-1104 コードNo.	製品名	ふるい寸法 ㎜	全長 ㎜	網目 ㎜	
—002	ふるい柄付	69φ×22H	175	1.0角穴	
—003	杓50c.c.	69φ×22H	175	—	



F-1105 ETFEディッパー

ETFE dipper

ETFE®

■ ETFEディッパーは、インジェクション成形の一体ものです。食品のエッチング、コーティング、メッキ等の場合の容器内の試料、製品の取り出しに使用します。

F-1105 コードNo.	角穴 ㎜	内径×深さ×全長 ㎜	
—001	6.0×72ケ	63φ×51H×230	



F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000