

F-2325 PFAシリンジ

PFA syringes with leur lock

PFA®

■ PFAシリンジは全てフッ素樹脂成型品のため耐薬品性にすぐれており元素解析のための厳格なサンプルの取扱い等に便利です。

F-2325 コードNo.	容量 ml	先端部形状	
— 001	10	ルアーロック式	
— 002	PFA製抽出 & 回収チューブ (ルアーロック式、内径0.8 ㎜×150 ㎜)		

**F-2326 PFAシリンジ**

PFA syringes

PFA®

■ 上記同等PFAシリンジですが、コードNo. — 001は先端部を液面に直接付けて使用できます。コードNo. — 002の先端部はチューブ一体製品です。

F-2326 コードNo.	容量 ml	先端部形状	
— 001	20	チューブ無	
— 002	20	内径1.5 ㎜×200 ㎜チューブ付	
— 003	20	オスルアー	

**F-2327 PFAシリンジホルダー**

PFA syringe holders


PFA®

■ PFAシリンジホルダーはF-2325 PFAシリンジ・ルアーロックと組合わせて使用でき全てフッ素樹脂のため危険な薬品等に安全に使用できます。

F-2327 コードNo.	フィルター径 ㎜	接続形状	
— 001	13	片側ルアーロック式 片側ルアースリッパ式	
— 002	PFA製抽出 & 回収チューブ (ルアー式、内径0.8 ㎜×100 ㎜)		

※ F-2327—001は、在庫無くなり次第、販売終了品です。

▶ PTFEメンブランフィルターは ➡ 196頁参照ください。

**F-2158 PFAシリンジ**

PFA & CTFE syringes

PFA・CTFE®

■ 本体PFA、押棒はCTFEです。目安目盛入で、人体には使用できません。

● Oリングは、FKM製です。

F-2158 コードNo.	容量 ml	先端部形状	
— 001	2	オスルアー	
— 002	5	オスルアー	
— 003	10	オスルアー	
— 004	2	ルアーロック	
— 005	5	ルアーロック	
— 006	10	ルアーロック	

