

F-1410 PFAバイアルラックスシステム

NEW

PFA Vial Rack System


PFA®

- PFAバイアル (7ml/15ml/30ml) 用に設計された専用ラックスシステムです。
- オプションのユニバーサルラックを使用することで、汎用品の洗浄も可能です。
- F-1409-001のバイアルクリーニングシステム、または市販のガラスビーカー(※)内に設置して、使用できます。
※もっとも狭い部分の内径が165mm以上あり、中でラックが傾かないもの
- PFA製のため安全かつ腐らない清潔な洗浄が可能(支柱のみPTFE製)です。
- 最上部のハンドルを持って安全かつ素早く引き上げ可能です。
- ラック外周には縁があり不意なバイアルの落下を防止します。
- ラック面は液切れのよいメッシュ式です。
- 取り出したラックを一時的に置くためのドリフトレイが付属します。



| F-1410 コードNo. | -001 | -002 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 品名 | 7mlバイアル専用ラックスシステム | 15mlバイアル専用ラックスシステム |
| 構成およびサイズ | | |
| ラック外径 | 152.4φ | 152.4φ |
| ドリフトレイ外径 | 184.5φ | 184.5φ |
| バイアル容器部高さmm | 38.9 | 41.9 |
| ネジ蓋部高さ mm | 19.1 | 21.3 |
| バイアル容器収納数 | 72個 (1段24個×3段) | 36個 (1段12個×3段) |
| ネジ蓋収納数 | 80個 (1段20個×4段) | 27個 (1段9個×3段) |
| 空重量 kg | 1.6 | 1.5 |
| セット内容 | 支柱(ベース含む)、ラック、固定ハンドル、ドリフトレイ | 支柱(ベース含む)、ラック、固定ハンドル、ドリフトレイ |
| F-1410 コードNo. | -003 | -004 |
| 品名 | 30mlバイアル専用ラックスシステム | ユニバーサルラックスシステム |
| 構成およびサイズ | | |
| ラック外径 | 152.4φ | 152.4φ |
| ドリフトレイ外径 | 184.5φ | 184.5φ |
| バイアル容器部高さmm | 71.1 | 15.9 |
| ネジ蓋部高さ mm | 21.3 | 15.9 |
| バイアル容器収納数 | 24個 (1段12個×2段) | 5段 |
| ネジ蓋収納数 | 18個 (1段9個×2段) | |
| 空重量 kg | 1.4 | 1.6 |
| セット内容 | 支柱(ベース含む)、ラック、固定ハンドル、ドリフトレイ | 支柱(ベース含む)、ラック、固定ハンドル、ドリフトレイ、リテーナー |

※ 7mlと15ml用のセットにはユニバーサルラックが1枚入っています。



■ バイアルラックスシステム交換用部品

| F-1410 コードNo. | 品名 | |
|---------------|------------------|--|
| -005 | 7mlバイアル用ラック | |
| -006 | 15mlバイアル用ラック | |
| -007 | 30mlバイアル用ラック | |
| -008 | 7mlバイアル蓋用ラック | |
| -009 | 15-30mlバイアル蓋用ラック | |
| -010 | ユニバーサルラック | |
| -011 | 固定ハンドル | |
| -012 | 支柱(ベース含む) | |
| -013 | ドリフトレイ | |
| -014 | リテーナー | |
| -015 | ビーカー用PFA蓋 | |