





F-1241 サーマテック PTFEビーカー

PTFE shermotec beakers

PTFE®


■ 一体成形品のPTFEビーカーですが、フラットに仕上げた底部はPTFEにカーボンで20%含有させています。これにより従来のPTFEビーカーよりさらに熱伝導性がよく、ホットプレートやホットスターラーで加熱させる場合に最適です（下グラフ参照）。最上部は持った時の滑り止めと変形を防ぐために肉厚にしており、容器内部は純粋のオールPTFE製で、耐熱+270℃までとしてください。

F-1241 コードNo.	製品番号	容量 mℓ	最大口径×胴外径×高さ %	
—001	FW07C100	100	61×54×72	
—002	FW07C250	250	81×74×93	
—003	FW07C400	400	93×83×110	



ビーカーを真上から見た様子
↓従来のビーカー

↓内底R付き



F-1473 PTFE内底R付フラットビーカー

PTFE flat beaker with inner bottom R

PTFE®

- 内底は薬品の液だまりが無くなり、中心部に集まる構造です。
- 外底面は完全にフラットで、分析用途等に適しております。
- 直接本製品をホットプレート上のにのせて加熱が出来ます。

F-1473 コードNo.	容量 mℓ	外径 %	全高 %	
—001	10	25	30	
—002	30	35	47	
—003	50	47	59	
—004	100	52	78	

F-1242 PTFEジャー

PTFE Jars

PTFE®

- PTFE広口ボトルは、PTFE製の容器です。
- 耐薬品性、耐熱性に優れており、用途に合わせてお選びください。

F-1242 コードNo.	製品番号	容量 mℓ	胴外径×高さ×キャップ外径 %	
—001	FW38015	15	32×38×36	
—002	FW38030	30	32×63×34	
—003	FW38060	60	54×48×60	
—004	FW38120	120	63×64×75	
—005	FW38240	240	67×98×75	
—006	FW38360	360	81×95×89	
—007	FW38480	480	81×122×90	
—008	FW381L	1000	102×160×112	
—009	FW382L	2200	120×260×134	

▶ PFAジャー → 45頁をご覧ください。

